




## 5 FUNKCYJNE ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE Z WYSIĘGNIKIEM



### Specyfikacja :

- Wymiary : długość 2130 mm szerokość 1000 mm
- Regulacja kąta uniesienia pleców: 0 – 70° poprzez pojedynczy siłownik
- Regulacja kąta uniesienia ud: 0- 35° poprzez pojedynczy siłownik
- Regulowana wysokość: 400-790 mm poprzez pojedynczy siłownik
- Przechył Trendelenburga: 0- 10° poprzez pojedynczy siłownik
- Rama: Stalowa wykończona lakierem proszkowym
- Podpory materaca: (4 sekcje)
- Zdemowana płyta przód tył ,barierki wykonane z MDF
- Mechanizm elektryczny :kontrola poprzez 4 siłowniki
- Bezpieczne obciążenie robocze: 200 kg
- 5 lat gwarancji na siłowniki i centralę sterującą

